

# شرکت آلتون تجهیز سهند



## ظرف برداشت چربی ( کنیستر ) **LC-8-1500N altona**



◆ ظرف برداشت چربی **LC-8-1500N** جهت برداشت چربی حجم بالا تا **1500cc** و تزریق دوباره به صورت استریل کامل بدون ارتباط چربی با هوای محیط بدلیل بسته بودن کامل ظرف در حالت خلأ طراحی شده است.

◆ مزایای ظرف برداشت چربی **LC-8-1500N** :

- ۱- امکان جداکردن تمامی قطعات بصورت تک تک جهت شستشو و استریل کردن
- ۲- استفاده از شیشه پیرکس جهت شستشو و استریل کردن کامل و آسان
- ۳- امکان وصل کردن به پمپ های تزریق برقی
- ۴- امکان پرکردن سرنگ بدون نیاز به باز کردن درب ظرف
- ۵- دارای سوپاپ جهت جلوگیری از نفوذ چربی به داخل دستگاه ساکشن
- ۶- دارای شیر تخلیه
- ۷- دارای فیلتر خاص جهت جلوگیری از ورود چربی های درشت و بافت های زائد به داخل ظرف
- ۸- نشانگر حجم چربی ساکشن شده



Altona.medical



+989206358089

www.altonamed.com

Info@altonamed.com

Tel : +982188989434

Fax : +982188956365