

شرکت آلتون تجهیز سهند



دستگاه الکتروکوتر (رادیو فرکانسی)
altona E 82



- ◆ توان 0 الی 80 وات
- ◆ دارای نشانگر دیجیتال
- ◆ بایپولار-مونوپولار
- ◆ دارای قلم مونوپولار ، پنس بایپولار
- ◆ پنج عدد سر قلم مختلف
- ◆ کابل مونوپولار و بایپولار
- ◆ پلیت دائمی
- ◆ با دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش



Altona.medical



+989206358089

www.altonamed.com

Info@altonamed.com

Tel : +982188989434

Fax : +982188956365