


شرکت آلتون تجهیز سهند



پمپ تزریق **altona** مدل **AEP-101-300**



- ◆ پمپ پرستالتیک سری **AEP-101-300**
- ◆ با قابلیت های تغییر جهت چرخش، استارت و استاپ، سرعت قابل تنظیم، امکان کار با پدال و ارتباط با سایر دستگاه ها مانند کامپیوتر، اچ ام آی و پی ال سی از پمپ های مطرح در نوع خود می باشد.
- ◆ رنج دبی : از **0/00016** الی **1100** میلی لیتر بر دقیقه
- ◆ تغییر دور : از **0/01** تا **300** دور بر دقیقه

 Altona.medical

 +989206358089

www.altonamed.com

Info@altonamed.com

Tel : +982188989434

Fax : +982188956365