


شرکت آلتون تجهیز سهند




سانتریفیوژ HB320 altona



- ◆ سانتریفیوژ HB320
- ◆ جهت استفاده در تزریق های PRP و چربی و آزمایشگاهی
- ◆ امکان استفاده جهت لوله های PRP و سرنگ 10cc
- ◆ دارای دو عدد بسکت ۴ تایی (۸ عدد لوله PRP)
- ◆ امکان تعویض بسکت جهت سرنگهای 20cc (سفارشی)
- ◆ دقت بالا در تعداد دور به جهت استفاده از سیستم Encoder
- ◆ دقت بالا در تنظیم زمان چرخش
- ◆ دارای مجوز و گارانتی و خدمات پس از فروش

 Altona.medical

 +989206358089

www.altonamed.com

Info@altonamed.com

Tel : +982188989434

Fax : +982188956365